

# **Materialliste zur Positionsunterstützung zur Leitlinie Dekubitusprävention und Dekubitusmanagement der Kategorien I und II**

Überarbeitete Version Mai 2019

## **Autorinnen, Autoren sowie Vernehmlassung:**

Siehe [Leitlinie Dekubitusprävention und Dekubitusmanagement](#)

### **Beteiligt an der Evaluation 2019:**

**Abteilung Praxisentwicklung:** Susanne Karner, Pflegeexpertin MSc.; Nicole Brüll, Dipl. Expertin Intensivpflege, Studentin MScN.

**Medizinischer Querschnitt:** Winfried Stehlin, Dipl. Experte Intensivpflege, Kinaesthetics Trainer OIB; Saime Ulu, Dipl. Expertin Intensivpflege, Materialverantwortliche, OIB

**Chirurgie:** Véronique Jemelen, Pflegeexpertin, Chirurgie 5.1

**Medizin:** Melissa Frigeri, Dipl. Expertin Intensivpflege, Ressourcenpflegende Dekubitus Wunde, MedInt; Lukas Weibel, Pflegeexperte MScN, MedInt; Andrea Wälti, Pflegefachfrau, Ressourcenpflegende Bewegung, Neurologie

**Spezialkliniken:** Gabriel Vujic, Wundberater, MAS Wound Care

**Therapien:** Giulia Petrosino, Physiotherapeutin; Karin Benkler, Ergotherapeutin

**Einkauf:** Oliver Thomi

**Firma OBA:** Christian Müller, Frank Mettler

Dieses Dokument enthält Regelungen und Hinweise bezüglich Anschaffung und Rückgabe der Materialien sowie hygienische Massnahmen und Handhabung der Obatexbezüge.

## **Regelungen**

### **Anschaffung der Materialien**

Die Anschaffung der Materialien erfolgt durch die Stationen über das Bestellsystem SRM. Zur Bestellung der Materialien im SRM sind die jeweils angegebenen Material- Nr. notwendig (siehe Tabelle 1, 1. Spalte). Die Stationen erhalten das bestellte Material mit einer aufgenähten Etikette). Auf dieser ist ersichtlich, welcher Station das Material gehört.

### **Rückgabe der Materialien**

Die Materialien sind Stationseigentum. Material von anderen Stationen soll daher in regelmäßigen Abständen zurückgebracht werden.

### **Hygienische Massnahmen**

Die Bezüge der Lagerungskissen werden nach jeder Patientin oder jedem Patienten mit Alkohol 80% V/V oder mit einem Flächendesinfektionsmittel, welches am Universitätsspital Basel zugelassen ist, desinfiziert (Hygienerichtlinie 02.04 Absatz 4). Die Einwirkzeiten müssen berücksichtigt werden.

Bei optischer Verschmutzung werden die Kissen am Universitätsspital Basel in der Bettenzentrale K2 gewaschen. Die Kissen und Bezüge sind bis 60°C waschbar.



### **Hygienische Massnahmen bei isolierten Patientinnen und Patienten**





Beim Einsatz in einem Isolationszimmer gehen die Kissen mit dem üblichen Wäschesack und dem zusätzlichen Doppelsack Nr.13 in die externe Wäscherei (Bardusch).





Die Tabelle 1 enthält die am USB bestellbaren Materialien zur Positionsunterstützung. Aus der Tabelle können folgende Informationen entnommen werden:


- **Material-Nr.:** zur Bestellung im Bestellsystem SRM
- **Bezeichnung:** Produktbezeichnung und Grösse
- **Bild:** Produktansicht
- **Anwendung:** Beispiele für die Anwendung der Materialien

**Tabelle 1: Materialliste zur Positionsunterstützung**

Mat.-Nr. neu	Bezeichnung	Bild	Anwendung
9147723	Polymoovekissen 15x40 cm <u>mit</u> Obatexbezug türkis zugenäht		z.B. zur Mikrolagerung, Verhinderung eines zur Seite Kippens bei Personen mit Hemiplegiesymptomen am Bettrand, Rollstuhl oder Lehnstuhl
9095072	Polymoovekissen Gr.1 33x43cm ohne Obatexbezug		z.B. Seitenlage, Armlagerung, Mikrolagerung
9033070	Obatexbezug Polymoove Gr.1 33x43cm		
9095071	Polymoovekissen Gr.2 33x63cm ohne Obatexbezug		
9033071	Obatexbezug Polymoove Gr.2 33x63cm		
9095070	Polymoovekissen Gr.3 58x58cm ohne Obatexbezug		
9033072	Obatexbezug Polymoove Gr.3 58x58cm		
9090159	Polymoovekissen Gr.4 65x90cm ohne Obatexbezug		
9090158	Obatexbezug Polymoove Gr.4 65x90cm		
9155301	Polymoovekissen Gr.5 33x110cm ohne Obatexbezug		
9155303	Obatexbezug Polymoove Gr.5 33x110cm		

Mat.-Nr. neu	Bezeichnung	Bild	Anwendung
9155304	Polymoovekissen Gr.6 65x110cm ohne Obatex- bezug		z.B. Seitenlage, Armlagerung, Mik- rolagerung
9155306	Obatexbezug Polymoove Gr.6 65x110cm		
9156328	Textilbezug Polymoove Gr.4-6 65x110cm		
9109913	Schaumstoffplatte 50x50x3cm grün <u>mit</u> Obatexbezug		z.B. zur Freilagerung der Fersen  Cave: Kissen nicht falten, bei ho- hem Druck (z.B. schwere Beine) zwei Kissen übereinander legen
9059455	Obatexbezug Schaum- stoffplatte grün 50x50x3cm beige		
9066139	Symbosia Lagerungskis- sen 220x30cm ohne Dartexhülle		z.B. zur Unterstützung der Sitz- oder Liegeposition (z.B. Pilotensitz. Herzbettlagerung, Seitenlage, zur Wahrnehmungsförderung auf Wechseldruckmatratzen)
9066140	Dartexhülle blau zu Symbosia 220x30cm		
1204473	Corpomed Stillkissen 193x36cm ohne Obatexbezug		z.B. Pilotensitz, Herzbettlagerung, Seitenlage, zur Wahrnehmungsför- derung auf Wechseldruckmatratzen und zur Unterstützung beim Stillen.
9026669	Obatexbezug Corpomed Stillkissen 193x36cm		

Mat.-Nr. neu	Bezeichnung	Bild	Anwendung
9147724	Moovecare Lagerungsrolle lang 250x10cm ohne Obatexbezug		z.B. Seitenlagerung, Pilotsitz, zur Wahrnehmungsförderung auf Wechseldruckmatratze
9147725	Obatexbezug mit Reissverschluss blau zu Moovecare-Lagerungsrolle lang 250x10cm		
9132176	Sitzhilfe Jimmy mit Obatexbezug blau in 2 verschiedenen Sitzbreiten verfügbar: 40cm und 50cm		Sitzposition Frühmobilisation
9146990	Kopfstütze		Cave: Sturzgefahr bei Instabilität des Rumpfes
9146988	Gurt		Kopf und Nackenstabilität durch die Verwendung der Kopfstütze, Gurt und Kopffixierung
9146987	Kopffixierung		
9146991	Tasche		
9131426	Bloc 50x32x10cm (Kinaesthetics) ohne Obatexbezug		Zur Unterstützung der Sitzposition (Fussstützen zur Abgabe von Gewicht der Füße, in der Sitzposition)
9131457	Obatexbezug zu Bloc 50x32x10cm		
1161680	Bloc 50x50x10cm (Kinaesthetics) ohne Obatexbezug		
9129140	Obatexbezug zu Bloc50x50x10cm		

Mat.-Nr. neu	Bezeichnung	Bild	Anwendung
9155632	Hospiseat Sitzkissen ohne Obatexbezug 40x40x8cm		Für die Sitzposition im Rollstuhl oder im Lehnstuhl  Verschiedene Grössen bei der Bestellung beachten!
9155636	Obatexbezug Hospiseat Sitzkissen schwarz (Bezugsfarbe auf Bild abweichend) 40x40x8cm		
9155633	Hospiseat Sitzkissen ohne Obatexbezug 42x42x8cm		
9155707	Obatexbezug Hospiseat Sitzkissen schwarz (Bezugsfarbe auf Bild abweichend) 42x42x8cm		
9155634	Hospiseat Sitzkissen ohne Obatexbezug 45x45x8cm		
9155708	Obatexbezug Hospiseat Sitzkissen schwarz (Bezugsfarbe auf Bild abweichend) 45x45x8cm		
9155635	Hospiseat Sitzkissen ohne Obatexbezug 50x43x8cm		
9155709	Obatexbezug Hospiseat Sitzkissen schwarz (Bezugsfarbe auf Bild abweichend) 50x43x8cm		

<b>Mat.-Nr. neu</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Bild</b>	<b>Anwendung</b>
9081936	Hufeisenkissen 90x18cm Polymoove ohne Obatexbezug		Zur Freilagerung der Ohren in Seitenlage.
9090924	Obatexbezug Hufeisen Polymoove 90x18cm		
9114795	Kopfkissen für Bauchlage 46x35x11cm Hufeisen mit Kunstlederbezug		Zur Bauchlagerung
9114798	Textilbezug zu Kopfkissen Bauchlage 46x35x11cm		